

# PROTOCOL medisch-technische handeling



## Piekstroombepaling

VOORBEREIDING		JA	NEE
1	Sieraden van handen en polsen verwijderen, kapsel en kleding correct	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2	Benodigde materialen: piekstroommeter, disposable mondstuk	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3	Informeer de patiënt op de juiste manier over de handeling (vraag zonodig toestemming)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
UITVOERING		JA	NEE
4	Controleer of er vanaf een half uur voor het onderzoek niet gerookt is en er vanaf een kwartier voor het onderzoek geen intensieve lichamelijke activiteit heeft plaatsgevonden	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5	Let erop dat de patiënt zit of rechtop staat en geen strakke kleding aan heeft	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6	Zet de piekstroommeter op nul en plaats een disposable mondstuk op de piekstroommeter	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7	Laat de piekstroommeter als een blokfluit vasthouden en zorg ervoor dat de schaalverdeling en het uiteinde niet bedekt worden door vingers	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
8	Laat de patiënt, na langzaam zo diep mogelijk ingeademd te hebben, zo hard als hij kan uitademen door de piekstroommeter	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
9	Let erop dat de patiënt tijdens het uitademen het mondstuk tussen lippen en tanden neemt	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
10	Laat dit in totaal driemaal doen en noteer de hoogste waarde als uitslag	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
NAZORG		JA	NEE
11	Ruim de materialen op de juiste manier op	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
12	Noteer de gegevens in het EMD	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
ALGEMEEN		JA	NEE
13	Werk hygiënisch	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
14	Werk methodisch	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Beoordelingsprotocol bij *Medisch-technisch handelen voor doktersassistenten* (ISBN 978 90 368 0918 4)