

PROTOCOL medisch-technische handeling**Temperatuur meten (oor)**

VOORBEREIDING		JA	NEE
1	Sieraden van handen en polsen verwijderen, kapsel en kleding correct	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2	Handhygiëne correct (wassen en/of desinfectie)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3	Benodigde materialen: oorthermometer, disposable oortrechttertje	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4	Informeert de patiënt op de juiste manier over de handeling (vraag zonodig toestemming)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
UITVOERING		JA	NEE
5	Plaats het disposable oortrechttertje op de oorthermometer en zet deze aan	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6	Trek de oorschelp naar achteren en naar boven (bij kinderen < 1 jaar alleen licht naar achteren) en breng de oorthermometer in de uitwendige gehoorgang	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7	Lees de temperatuur af wanneer deze in het scherm verschijnt	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
NAZORG		JA	NEE
8	Ruim de materialen op de juiste manier op	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
9	Handhygiëne correct (wassen en/of desinfectie)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
10	Noteer de gegevens in het EMD	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
ALGEMEEN		JA	NEE
11	Werk hygiënisch	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
12	Werk methodisch	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Beoordelingsprotocol bij *Medisch-technisch handelen voor doktersassistenten* (ISBN 978 90 368 0918 4)