

PROTOCOL medisch-technische handeling



Urinekweek

VOORBEREIDING		JA	NEE
1	Sieraden van handen en polsen verwijderen, kapsel en kleding correct	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2	Handhygiëne correct (wassen en/of desinfectie)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3	Benodigde materialen: niet-steriele handschoenen, dipslide, tissues, eventueel broedstoof	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
UITVOERING		JA	NEE
4	Trek niet-steriele handschoenen aan	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5	Kantel het gesloten urinepotje enkele keren	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6	Doop de voedingsbodems volledig onder in de urine of giet de urine er overheen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7	Laat de voedingsbodems uitdruppelen of plaats deze gedurende enkele seconden loodrecht op een tissue	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
8	Sluit de dipslide en plak de sticker met persoonsgegevens op het busje	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
9	Plaats de dipslide rechtop en maak bij voorkeur gebruik van de broedstoof (35-38 °C)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
10	Noteer de tijd van inzetten	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
11	Beoordeel na verloop van 18 uur (bij 35-38 °C) of 24 uur (bij 20 °C) de voedingsbodems tegen reflecterend licht op de aanwezigheid van koloniën en of deze van gelijke grootte zijn	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
12	Vergelijk de groene voedingsbodem tegen reflecterend licht met het afleeskaartje en lees de concentratie af	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
NAZORG		JA	NEE
13	Ruim de materialen op de juiste manier op	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
14	Handhygiëne correct (handschoenen binnenstebuiten verwijderen, wassen en/of desinfectie)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
15	Noteer de gegevens in het EMD	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
ALGEMEEN		JA	NEE
16	Werk hygiënisch	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
17	Werk methodisch	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Beoordelingsprotocol bij *Medisch-technisch handelen voor doktersassistenten* (ISBN 978 90 368 0918 4)